

NÁVOD K POUŽITÍ

Ochranné štíty na obličej slouží jako ochrana proti zasažení kapénkami virů.

Ochranný štít je určen pro celodenní práci nebo při práci v užším kontaktu s lidmi jako například ve zdravotnictví, v kadeřnictví, v obchodě a podobně.

Před použitím čtěte návod k použití a prověřte, zda není štít poškozený a při nasazování na obličej postupujte podle návodu.

Ochranný štít je alternativou pro uživatele trpící problémy dýchacích cest a nošení roušky je pro ně obtíží. V kombinaci s rouškou výrazně zvyšuje ochranu uživatele před nakažením.

Údržba:

Pro dezinfekci štítu využijte měkkého hadříku a běžných čistících prostředků.

Skladujte při teplotách od +5 do +30 °C.

Návod k nasazení ochranného štítu:

1. Odstraňte ochrannou fólii z vnější strany štítu
2. Nalepte měkkou dosedací pěnovou plochu na vnitřní stranu štítu
3. Připevněte za hlavu pomocí pružné gumy

Distributor: Kaizen International s.r.o.

Vyrobena v Číně.

